

Brühhilfsmittel zur Borstenentfernung und Schwartenweichung

Produktbeschreibung:

Schweinebrümmittel macht die Schweineschwarte weich so dass sich die Borsten leichter entfernen lassen. Durch den Zusatz von Schweinebrümmittel zu dem Brühvorgang wird die Reinigung des Schlachtkörpers unterstützt und die nachfolgende Zerlegung erleichtert.

Anwendung:

Verfahren	Konzentration	Temperatur	Zeitdauer
Tauchbad	2 %	70 – 80°C	-

Hinweise zur Anwendung:

Die Reinigungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der Verschmutzung abzustimmen. Zur Optimierung der Reinigung ist unter Umständen notwendig, nach Absprache mit unserer Anwendungstechnik, von den oben angegebenen Werten abzuweichen. Auf ausreichendes Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität ist zu achten. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung:

Trocken lagern. Gebinde immer gut verschliessen.

Technische Informationen:

Aussehen	Weißes Pulver
Schüttdichte (g/l)	ca. 900
pH-Wert (20°C / 1%)	ca. 12
Inhaltsstoffe	Silikate, Hilfs- und Gerüststoffe
Hinweise	Bei Unkenntnis der Materialbeständigkeit ist diese vor Ersteininsatz im Vorversuch zu ermitteln.
Artikelnummer	3026